



ESCULAPE (LABORATOIRE)

Convient pour un lavage des yeux en cas de projections d'acides ou de bases
composition :

- 1 lave '9cil 200 ml de solution PH neutre
- 1 lave '9cil 500 ml de solution ophtalmique stérile(0,9 % de NaCl)
- 1 support mural avec miroir

la solution PH neutre neutralise les projections de solutions alcalines bases ou acides, stoppe les brulures et ramène le niveau de PH dans l'"9cil à 7,4 en moins de 20 secondes

le sérum physiologique permet de rincer l'"9cil après utilisation du PH,
température de conservation : + 5/25°

notice pour utilisation simple et rapide

péremption : 3 ans .

Caractéristiques

type	laveur
------	--------

Référence		Prix HT
162541	COFFRET LAVE OEIL MIXTE	-