



ESCULAPE (LABORATOIRE)

Pour équiper les laboratoires, l'industrie, les chantiers et pour le transport de matières dangereuses
convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire
composition :
- 2 lave-'9cil 500 ml de solution ophtalmique
- 1 support pour fixation murale, miroir et notice d'utilisation
la forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'9cil
usage unique
léger et peu encombrant
facilement identifiable
utilisation simple et prête à l'emploi
scellé assurant l'intégrité du dispositif
durée de rinçage : 10 minutes
péremption : 3 ans.

Caractéristiques

type	laveur
------	--------

Référence		Prix HT
20665	COFFRET LAVE OEIL 2 X 500 ML	-